

Extension Tube (for CT)

造影剤注入器での高圧注入に耐える、CT用の耐圧延長チューブです。
柔軟性、透明性に優れ、シリンジや、留置針と確実に接続することができます。

E08 L-30 L-600 (活栓付)



E07 L-30 L-1000 (活栓付)



E06 L-30 L-1500 (活栓付)



E03 L-30 L-900 (活栓なし)



E331 L-30 L-250 (活栓付)



チューブ内のエア抜き時に、
液体を貯めることのできる、
大容量の液溜まりキャップ。



操作が容易な、ハンドルの大き
な三方活栓を採用。

注文 番号	商品名	規格	長さ (内容量)	耐圧	J A Nコード	クラス 分類	入数 /箱	医療機器届出番号
E08	エクステンションチューブ	L-30 L-600 活栓付	600mm (1.0ml)	1.5MPa (210psi,15kgf/cm ²)	4542187124415	Ⅱ	100本	20600BZZ00280000
E07	エクステンションチューブ	L-30 L-1000 活栓付	1000mm (1.8ml)	1.5MPa (210psi,15kgf/cm ²)	4542187124033	Ⅱ	100本	20600BZZ00280000
E06	エクステンションチューブ	L-30 L-1500 活栓付	1500mm (2.5ml)	1.5MPa (210psi,15kgf/cm ²)	4542187138399	Ⅱ	50本	20600BZZ00280000
E03	エクステンションチューブ	L-30 L-900 活栓なし	900mm (1.6ml)	1.5MPa (210psi,15kgf/cm ²)	4542187083576	Ⅱ	100本	20600BZZ00280000
E331	エクステンションチューブ	L-30 L-250 活栓付	250mm (0.5ml)	1.5MPa (210psi,15kgf/cm ²)	4542187203776	Ⅱ	100本	20600BZZ00280000

一般的名称：造影用耐圧チューブ

滅菌方法：エチレンオキシドガス滅菌

株式会社 根本杏林堂

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-20
TEL.03-3818-3541 FAX.03-3818-3684